

Versa Leg Press

MD-S70

Versa Medical Leg Press-stationen har en vognlås og en gasdrevet fodplatform, der gør det muligt for læger at ændre eller begrænse bevægelsesområdet hurtigt og nemt for at forhindre overbelastning. Integration af båndkroge øger træningsvariationen og træningsstilen ved at introducere elastisk modstand til genoptrænings- og progressionsprogrammer.

- Vognlås og bevægelsesområdebegrænsere forhindrer, at vognen bevæger sig under isometriske sammentrækninger, og klienten beskyttes samtidig mod overstræk
- Justerbare skulderpuder og gasstyret ryglæn giver fleksible progressioner og en behagelig brug for klienter af alle størrelser
- Class I Med CE-certificeret til behandlings- og genoptræningsmiljøer samt aktive ældrecentre skaber et bredt udvalg af progressionsprogrammer, herunder isometriske, vægtede isometriske, isotoniske, plyometriske, elastiske og kombinerede (elastisk og stabelvægt) øvelser
- Båndkroge gør det let at tilføje ekstreme modstandsbånd til brug under elastisk og plyometrisk træning
- Lav startvægt på 2,63 kg / 5,8 lbs giver gradvis progression
- Store informationsplakater giver tydelige instruktioner for justering og progression til sundhedspersonale og klienter, der arbejder selvstændigt
- Valgfri tilbehørspakke indeholder en hælkop, kileblok og kabelmontering for at hjælpe sundhedspersonalet med at tilvejebringe et større udvalg af specifikke øvelser
- Enhåndsjustering af fodpedal tillader nem bevægelsesforskydning fra siddende position
- Valgfri holder til Force Plate gør det muligt for sundhedspersonalet at tilslutte en tredjepartsenhed til måling af anvendt venstre og højre fodkraft, hvilket er ideelt til klienter, der går efter at opbygge balance
- Valgfri trinskammel hjælper personer med fysiske begrænsninger til nemt og sikkert at føre benet ind eller ud
- Valgfri trinvis vægt tillader stigninger helt ned til 0,9 kg / 2 lbs for at hjælpe klienter på alle niveauer til at opleve reelle fremskridt
- Stakafbylder tillader en fri bevægelse af vognen uden yderligere modstand, hvilket er ideelt til klienter, der er i dårlig form, under genoptræning eller har skader
- Bevægelsesområdebegrænseren forhindrer, at vognen bevæger sig ud over et bestemt punkt
- Fodpedaljustering fra behandlerposition gør det muligt at ændre bevægelsesområdet fra en stående stilling uden for maskinen
- En udtækkelig fodstøtte holder klientens ben fri for bevægelige dele, når der udføres øvelser med ét ben

BRUGERFACILITETER

SKILTE BAGPÅ	Farvekodet maskinidentifikation og maskinspecifik udstrækning
FRONTSKILT	Farvekodet maskinidentifikation og maskinspecifik udstrækning
FARVEKODNING PÅ SKILT	Blå (nedre del)
OPERATIVE OVERFØRINGSETIKETTER	Justeringssteder og driftsinstruktioner, illustration af start- og slutøvelse
PERSONLIG LAGRING	Lagringsområde
FODPLACERINGSZONER	Ja, 6 positioner

RAMME OG KABLER

KABELTRANSMISSION	Indvendige smurte kabler og fittings
RAMMEFINISH	Proprietær pulverproces (dobbel)l
TILGÆNGELIGE FARVER TIL RAMME	Glaseret sølv eller matsort
MASKINFORANKRING	2

STABELVÆGT

STARTVÆGT	2,63 kg/5,8 lbs. Afmonteret: 9,43 kg / 20,8 lbs. Tilsluttet
STABELVÆGTSTÆNGER	Helskærme til for og bag
MAKS. ØVELSESVÆGT	139,6 kg / 308 lbs.
STABELVÆGT	136 kg/300 lbs.
TRINVIS VÆGTSYSTEM	0,9, 1,8, 2,7, 3,6 kg / 2, 4, 6, 8 lbs (valgfrit)

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

PRODUKTETS VÆGT	372 kg/820 lbs.
DRIFTSTILSTANDE	Isometric, Loaded Isometric, Isotonic, Plyometric, Elastic
MED CE-KOMPATIBEL	Ja
MAKS. BRUGERVÆGT	159 kg/350 lbs.
UDVENDIGE MÅL	263.2 x 121.9 x 188.3 cm / 103.7" x 48" x 74.2"

JUSTERINGER

FARVEPUNKTINDSTILLING	Ja
BREDDJUSTERING AF SKULDERPUDE	Ja
BEGRÆNSNING AF BEVÆGELSESOMRÅDE	27 positioner
JUSTERING AF STARTBEVÆGELSESOMRÅDE	Justering af gasfodpedal, 13 positioner, to justeringer (bruger og behandler)
BÅNDVEDHÆFTNINGSPUNKTER	Ja, 4
VINKELJUSTERING AF BAGSÆDE	Ja, 8 positioner (2,5°, 15,5°, 28°, 38°, 48°, 58°, 68° og 78°)
HØJDEJUSTERING AF SKULDERPUDE	11 positioner
AFKOBLING AF STABELVÆGT	Ja